



Keveyttä ja vapautta matkustamiseen. Pieni, kannettava happirikastin.



Palvelulla lisää liikkuvuutta

Vuokrattava, kannettava happirikastin tuo kaivattua vapautta niin uusille happihoitopotilaille, jotka pelkäävät vapautensa menettämistä, kuin kokeneille hapenkäyttäjille, jotka tarvitsevat matkustaessaan vaihtoehtoja tavallisesti käyttämälleen liikkumishapelle. Happirikastimen vuokraaminen on helppoa. Kannettava rikastin toimitetaan käyttövalmiina. Maksat vain ajasta, jonka rikastin on käytössäsi, eikä sinun tarvitse huolehtia huollosta.

Kevyt, kannettava happirikastin

Haluatko vapauden lähteä ulos muutamaksi tunniksi huolehtimatta hapen riittävydestä? Pieni, kevyt, kannettava happirikastin on ratkaisu juuri sinulle. Vuokrattava happirikastin on pieni ja kevyt ja sen akku kestää pitkään. Voit lähteä ostoksille, lääkäriin tai kävelyille, ja voit tarvittaessa ladata laitteen matkalla.

Jatkuvaa ja pulssivirtausta

Haluatko kyläillä yön yli tai käyttää CPAP- tai Bi-level laitetta ja tarvitset happirikastimen, jonka voit yhdistää laitteeseesi? Kannettava happirikastin, jossa on valittavissa jatkuva hapen virtaus saattaa olla sinulle sopiva ratkaisu. Happirikastimet, joissa käytetään pulssivirtausta ovat kevyitä ja pulssitila mahdollistaa pidemmän akun keston. Ne soveltuvat hyvin matkailuun ja liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Pulssitila ei sovellu CPAPin / Bi-level laitteen kanssa ja yöaikaan jatkuva virtaus on useasti ainoa toimiva ratkaisu.

Hyödyt

- Voit käyttää kannettavaa happirikastinta kotona verkkovirralla, autossa tasavirralla ja liikkeellä ollessasi akulla. Näin voit maksimoida liikkuvuutesi.
- Kannettavat happirikastimet ovat FAA:n (Yhdysvaltojen liittovaltion ilmailuhallinnon) hyväksymiä, joten voit matkustaa lentokoneella sukulaistesi luo tai lempilomakohteeseesi. Jos suunnittelet lentomatkaa, ole yhteydessä lääkäriisi ja omaan lentoyhtiösi ennen matkaasi.
- Kannettava rikastin tuottaa happea jatkuvasti, joten sinun ei tarvitse kuljettaa mukana useita kaasupulloja hapen riittävyden varmistamiseksi. Muista kuitenkin, että akku on ladattava säännöllisesti.

Inogen One G2

Tekniset tiedot

Akun kesto	Enintään 5 tuntia yhdellä akulla/Enintään 10 tuntia kaksoisakulla
Happipitoisuus	90 % - 3 % /+ 6 % kaikilla asetuksilla
Virtaukset	6 asetusta / 1-6 (pulssitila). Ei jatkuvaa virtausta
Äänitaso	Alle 38 dBA (pakattuna) asetuksella 2
Mitat	Yhdellä akulla 27,3 cm x 10,0 cm x 24,3 cm
Paino	3,18 kg akun kanssa
Käyttölämpötila	5-40°C
Korkeus merenpinnasta	Enintään 3 048 m (lentokoneen matkustamon paine vastaa yleensä 2 000 m:n korkeutta)
Suodatin	Puhdistettava partikkelisuodatin
Virtalähde ja akku	Litiumioniakku, vaihtovirtalähde 100-240 V (50-60Hz), automaattinen verkkojännitteen tunnistus

Laite ja varusteet

Kannettava Inogen One G2 happirikastin, kärry, kantolaukku, yksi ladattava litiumioniakku, virtajohto, tasavirtakaapeli autossa lataamista varten ja käyttöopas.



Oy AGA Ab

Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puhelin 0800 90008, www.linde-healthcare.fi

Linde: Living healthcare