

Linde Integrated Valve
Käyttövalmis ratkaisu
lääkkeellisille kaasuille

LIV™

Linde Gas Therapeutics

AGA





LIV™ Linde Integrated Valve

Käyttövalmista vaivattomuutta ja turvallisuutta

Lääkkeellisten kaasujen käyttö sujuu nyt entistä kätevämmiin hoitotilanteissa. LIV™ on käyttövalmis ratkaisu, joka sisältää kevytpulloon integroidun paineensäätimen ja virtaussäätimen. Käyttöönotto on mutkatonta: kytket maskin tai viikset liittimeen, avaat venttiilin ja aloitat hoidon. Haluamasi virtauksen määrät säätimellä, jolla on laaja säätöalue.

Helppokäyttöisyys lisää sekä hoitohenkilökunnan että potilaan turvallisuutta. Paineensäätimiä ei tarvitse vaihtaa sillä integroidun paineensäätimen ansiosta käsittelet ainoastaan matalapaineista kaasua. Säädin pitää paineen vakaana ja kontrolloi tarkasti virtausta.

Ja koska LIV™ on kevyt, sitä on vaivatonta nostella ja liikutella.

Siksi sinäkin voit hengittää kevyemmin.

Kaikin osin harkittu kokonaisuus



Kulutustaulukko

Taulukon avulla voit arvioida kuinka kauan pullossa oleva kaasu riittää valitsemallasi virtauksella.

Pullokoko: 3-15 litraa

Järjestelmä on antimagneettinen ja MRI-yhteensopiva (30 cm, 3 teslaan saakka).

Virtausvaihtoehdot

Voit valita virtauksen 12:sta eri vaihtoehdosta. Säätimen näyttöikkunasta voit tarkistaa asettamasi virtauksen.

Turvallisuuden takaamiseksi virtaus ei keskeydy edes silloin kun säädin on virtausasetusten välissä.

Täsmällinen näyttö

Painemittari näyttää pullossa olevan paineen kaikissa käyttötilanteissa – myös silloin kun venttiili on suljettu.

Ergonominen muotoilu

Kahden ergonomisen kädensijan ansiosta LIV™ on helppo siirtää, kiinnittää ja irrottaa. Ripustimen avulla voit kiinnittää pullon myös vuoteeseen. Suojakupu estää venttiiliä vahingoittumasta.

Pikaliitin

Midiflow- ja Maxiflow-venttiileihin on saatavana kaikkien kansainvälisten standardien mukaisia pikaliittimiä, joihin sopivat samat liittimet kuin yleisesti sairaaloissa käytettäviin kaasunotto-pääteisiin.



Kevyesti tehokkaampi ja taloudellisempi ratkaisu

LIV™ on suunniteltu auttamaan hoitohenkilöstöä työskentelemään tehokkaammin. Koska ratkaisu sisältää sekä paineensäätimen että virtaussätimen, asennuksia ei tarvita eikä potilaan hoito keskeydy. Laajan säätöalueen ansiosta voit säätää virtauksen potilaan tarpeiden mukaiseksi.

Säästöä syntyy siitä, että erillisiä paineensäätimiä ei enää tarvita. Painemittarin ja selkeiden näyttöjen ansiosta tiedät aina paljonko pullossa on kaasua, joten tilausten hallinta käy helpommin. Toimittajana kannamme täyden vastuun laitteen huollosta ja toimintavarmuudesta.

Kattava asiakaspalvelu

Asiantuntevat palveluneuvojamme huolehtivat siitä, että kaasutoimituksenne sujuvat kitkattomasti. He vastaavat mielellään kysymyksiinne ja auttavat järjestämään tarvitsemanne palvelut. Kiireelliset tilaukset hoidamme tarvittaessa erikoisjärjestelyin.

Linde Gas Therapeuticsilla on seurantajärjestelmä, jolla varmistetaan kaasupullojen jäljitettävyyttä. Halutessanne voimme myös inventoida kaasupullonne.

Siirtyessänne LIV-käyttäjäksi järjestämme teille tuotekoulutuksen.

Käännny puoleemme

Linde Gas Therapeutics on maailmanlaajuinen lääke-
kaasuyritys, jolla on vahvaa osaamista sekä monipuolisia
lääkkeellisiin kaasuihin ja niiden jakeluun liittyviä
kokonaisratkaisuja. Ratkaisujamme käytetään niin
sairaanhoidossa, ensihoidossa kuin kotihappihoidossa
ja uniapnean hoidossa.

Meillä on pitkä ja laaja kokemus terveydenhuollon
ammattilaisten kanssa työskentelystä ja kilpailuky-
kyisten kaasusovellusten toimittamisesta.

www.linde-gastherapeutics.com

HIC449/0606/

Oy AGA Ab
Linde Gas Therapeutics
Karapellontie 2
02610 Espoo
Puhelin: 0800 90016
Faksi: 010 242 0593

