

## THEROX Lux. Vapaamman liikkumisen vaihtoehto.



### Tuotekuvaus

THEROX Lux on Linde Healthcaren ratkaisu nestemäisen lääkkeellisen hapen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön kotiloissa. Linde Healthcaren lääkkeelliset kaasut valmistetaan ja toimitetaan sekä eurooppalaisten säännösten että paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Linde Healthcare vastaa myös säiliöiden huollosta ja kunnossapidosta.

### Kompakti kotisäiliö

THEROX Lux nestemäisen hapen -järjestelmään kuuluu kotisäiliö, jonka Linde Healthcare toimittaa potilaan kotiin ja vaihtaa säännöllisesti täyteen. Säiliön kanssa voi käyttää tavallisia aikuisten/lasten happiviiksiä. Kotona voi kotisäiliöstä annostella happea suoraan, mutta liikkuvia potilaita varten on olemassa myös kannettavia säiliöitä, jotka täytetään kotisäiliöstä.

### Määrämittari

Laitteisto ei vaadi sähköliitintä, ja se toimii äänettömästi. Elektroninen määrämittari kertoo, paljonko happea on jäljellä. Määrämittari on laitteen ainoa paristolla toimiva osa. Hapen virtaus on säädettävissä laitteen virtaussäätimellä.

### Laitteen huolto ja jäljitettävyys

Reseptillä määrättyä lääkkeellinen happi ja sen annosteluun käytettävän laitteen vuokra ovat SV-peruskorvattavia. Linde Healthcare vuokraa tuotteen ja varmistaa, että sen huolto ja ylläpito suoritetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotteet on yksilönumeroitu ja siten voidaan taata niiden täysi jäljitettävyys.

## Tekniset tiedot

Tilavuus (neste)	36 litraa
Kaasumäärä	29 069 litraa
Paino (täysi)	62,6 kg
Paino (ilman kaasua)	24,0 kg
Mitat	Korkeus ilman pyörästöä 851 mm Halkaisija 391 mm
Käyttöpaine	1,5 bar
Normaali höyrystyminen (kaasu)	432 l/vrk
Käyttöaika enintään*	Asetuksena 2 l/min: 11 vrk hengitysfrekvenssillä 20 hengenvetoa/ minuutti
Määrämittari	Elektroninen ilmainen
Virtausasetus l/min	0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0
MDD-luokitus	93/42/EY, lisäys 2007/47/EY, liite II

\*) Perustuu jatkuvaan käyttöön

